

Tanuló neve:

Mérés ideje:

Hőszigetelés vizsgálata

(A méréshez az ellenallas_meres szoftvert használd!)

MyDAQ-hoz kapcsolt Thermoellenállást tegyél be először vékony nylon tasakba, majd papírlap mögé, aztán több rétegű papírlap mögé, majd vékony alufólia mögé, majd tedd bele nikecellbe!

Hajszárítót legerősebb fokozatra állítva irányítsd azonos távolságból a thermoellenállás felé, majd vizsgáld meg azt az időt, amennyi múlva az ellenállás jelentős változásnak indul! A mért adatokat rögzítsd táblázatba!

anyag neve	vékony nylon	papírlap	több rétegű papírlap	alufólia	nikecell
idő (s)					

Mit tapasztaltál?.....

Véleményed szerint hol lehet tapasztalatodat alkalmazni a gyakorlatban?

.....
.....
.....

Eszközök: nylon, papírlapok, alufólia, nikecell, thermoellenállás, vezetékek, myDAQ